

ODBĚR STOLICE NA OKULTNÍ (SKRYTÉ) KRVÁCENÍ

Vážená paní, vážený pane,
dostali jste zkumavku pro odběr stolice.

Test, který ze vzorku stolice následně provedeme, dokáže odhalit přítomnost skrytého krvácení z tlustého střeva.

Prosím postupujte podle následujících pokynů.

- Ze zkumavky **vyšroubujte barevný uzávěr**.
- Na konci barevného uzávěru je **hrot** a ten **vnořte 3x do různých míst stolice**.
- Stolica by měla zůstat pouze v závitech hrotu. Proto skutečně proveďte jenom 3 vsunutí a vysunutí.
- Barevný **uzávěr vraťte do zkumavky** a pečlivě zašroubujte.
- Na zkumavku napište své jméno a příjmení.
- Takto odebraný vzorek přineste do 2 dnů do laboratoře nebo do odběrové místnosti.

Upozornění!

Odběrový hrot nekládejte do konečníku!

Stolice nesmí být potřísněna močí ani vodou z toalety ani jinou tekutinou!

Za žádných okolností neotvírejte bílý uzávěr!