

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vám nabídli nový test

Panel respiračních virů PCR multiplex

(bodové ohodnocení není vyšší než u detekce samotné chřipky)

- Z jednoho odběru se detekuje 7 původců resp. onemocnění:

virus chřipky A	lidský metapneumovirus
virus chřipky B	adenovirus
viry parainfluenzy	rhinovirus
respirační syncytiální virus (RSV)	
- odběr materiálu: co nejdříve po začátku onemocnění (max. do pěti dnů), nejlépe ráno před snídaní a hygienou dutiny ústní
- **Test prozatím není na žádance, při požadavku napsat na žádanku „Panel resp. virů“**

Na odběr lze použít níže uvedené soupravy (na požádání dodáme zdarma), preferujeme soupravu COPAN (s modrým víčkem):



souprava COPAN

Tenký ohebný tampon (bez ostrých hran, odb. souprava COPAN) jemně zasunout přes nosní průduch až k zadní stěně nasopharyngu, zde ponechat několik sekund za současného otáčení tak, aby co nejvíce nasákl slizničním sekretem, opatrně vyjmout a vložit a zalomit do odběrové zkumavky s transportním médiem.



souprava Remel

Otáčivým pohybem důkladně vytříť patrové oblouky a zadní stěnu nasofaryngu (ne mandle!). Druhým tampónem setřít sliznici nosu v obou nosních dírkách v co největší vzdálenosti od vchodu. Oba tampóny vložit a zalomit do téže zkumavky s transportním médiem.

V Praze 15. 1 . 2019

Těšíme se na spolupráci s Vámi !

kolektiv VIDIA-DIAGNOSTIKA